

TALIKA PARIS

DEPUIS 1948

A juventude está nos seus olhos

ALTA TECNOLOGIA ANTI-IDADE



○ 1° APARELHO COSMÉTICO ANTI-IDADE PARA O CONTOURO DOS OLHOS QUE COMBINA LIGHT THERAPY® E ELETROESTIMULAÇÃO

2 PROGRAMAS

1 • Detox, anti-fadiga 2 • Antirrugas, lifting

* Por Talika

TIME CONTROL+



talika.com.br

TIME CONTROL+

ALTA TECNOLOGIA PARA O CONTORNO DOS OLHOS

ORIGEM

« Nossa ambição sempre foi oferecer o tratamento oftalmológico anti-idade mais eficaz. Há 15 anos, TALIKA criou uma verdadeira revolução cosmética com o Light Therapy® usando pesquisas da NASA para identificar e isolar a iluminação com benefícios cosméticos comprovados. Hoje, vamos além, adicionando as mais recentes descobertas sobre micro correntes anti-idade, lançando o TIME CONTROL +.

Pela primeira vez, um aparelho cosmético de alta tecnologia que ajuda a desintoxicar os olhos e na sequência, regenera o contorno dos olhos. »

Alexis de Brosses, **Presidente & Criador**

TARGET

Para todos aqueles que sonham com um visual sem sinais de envelhecimento, visivelmente rejuvenescido, fortalecido e descongestionado.

INOVAÇÃO

TIME CONTROL + combina duas tecnologias de vanguarda:

1. Light Therapy® – LED

Inspirado pela NASA, os laboratórios de pesquisa TALIKA identificou e isolou três comprimentos de onda com virtudes cosméticas comprovadas.

▶ **Luz laranja pulsante (590 nm):** antirrugas

Estimula os fibroblastos: reduz linhas finas e rugas profundas (pés de galinha, linhas de expressão entre as sobrancelhas), firma a pele fina ao redor dos olhos. -30% do volume de rugas *

▶ **Luz vermelha (630 nm):** anti vermelhidão

Regula as citocinas inflamatórias, acalma e reduz a vermelhidão, ajuda a regenerar a pele. -34% de vermelhidão **

▶ **Luz verde (525 nm):** anti manchas escuras

Regula os melanócitos: reduz manchas marrons e uniformiza a pele. -46% de intensidade das manchas***

2. A REVOLUÇÃO DA ELETROESTIMULAÇÃO (micro correntes)

O Prêmio Nobel de Medicina em 1991, confirma o uso de micro correntes desde 1995 para tratar fraturas ósseas, cicatrizes e dores, e são utilizadas na medicina cosmética facial desde 2006.

Essas micro correntes de baixa intensidade têm a capacidade de estimular todos os organismos vivos e especialmente as células da pele aumentando em 500% a produção de ATP, a fonte de energia para as células que cria colágeno e elastina. Eles têm um efeito imediato e de longo prazo na firmeza do rosto e das rugas.

*Por Talika **Teste clínico - 30 indivíduos - 1 sessão diária de 45 segundos - (590 nm) -1 mês ***Teste clínico - 25 indivíduos que receberam microinjeções – 1 sessão de 3 minutos - (630 nm) - medida após 1 hora ****Teste clínico - 30 indivíduos - 1 sessão diária de 3 minutos - (525 nm) - 2 meses

Micro estimulação : difusão suave de impulsos elétricos estimulando os tecidos subepidérmicos.

Ionoterapia:

- ▶ Micro corrente de iontoforese: micro correntes imperceptíveis que a permeabilidade da pele para melhorar a penetração de cuidados cosméticos.
- ▶ Micro correntes de iontoforese inversa: ajudam a purificar a epiderme.

Como funciona o processo?

Depois dos 30 anos.

A regeneração da pele é mais lenta:

- ▶ redução da elasticidade da pele, alteração das fibras de elastina, flacidez da pele;
- ▶ fibras de colágeno quebradas;
- ▶ pele seca;
- ▶ perda de tonalidade e firmeza da pele;
- ▶ **aparecimento de rugas e pele flácida.**

ATP, a chave para a juventude

O papel do ATP (trifosfato de adenosina): principal fonte de energia do nosso corpo, contribui para o transporte de moléculas e nutrientes em nossas células.

- ▶ Micro correntes aumentam a síntese de ATP que têm o efeito de estimular a fisiologia e a renovação celular.

Efeitos de micro correntes anti-idade na pele

- ▶ Reativa os mecanismos de regeneração celular.
- ▶ Combate o envelhecimento prematuro da pele.

ALTA TECNOLOGIA PARA O CONTORNO DOS OLHOS

2 PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ATENDER TODAS AS SUAS NECESSIDADES

TIME CONTROL + oferece dois cuidados de olhos independentes e complementares:

PROGRAMA 1 : « DESINTOXICANTE »

- ▶ Esfoliação: limpa completamente a pele (de poluição, impurezas, etc.) por meio de uma micro corrente usando iontoforese inversa.
- ▶ Descongestionante: estimula a microcirculação, reduz o inchaço e promove a difusão suave de micro correntes (eletroestimulação).
- ▶ Iluminador para o contorno dos olhos: tem como alvo manchas escuras de melanina, com a luz verde 525 nm.

PROGRAMA 2 : REGENERADOR

- ▶ Anti-idade, antirrugas, firma a pele: a luz laranja 590 nm estimula os fibroblastos, aumenta a produção de colágeno e elastina.
- ▶ Anti-inflamatório (micro inflamação cutânea responsável pelo envelhecimento precoce): a luz vermelha de 630 nm acalma.
- ▶ «Lifting», firma a pele: difusão suave de micro correntes (eletroestimulação).

VANTAGENS DO PRODUTO X TIME CONTROL

	TIME CONTROL	TIME CONTROL+
CALMANTE	X	X
BRILHO		X
ANTIRRUGAS	X	X
FIRMA DA PELE	X	X
LIFTING		X
PINTA - BOLSAS	MICROVIBRAÇÕES	MICROVIBRAÇÕES & ELETROESTIMULAÇÃO
IONOFORESE	X	X
IONOFORESE INVERSA		X
APLICADOR	CROMADO	FOLHEADO A OURO
LIGHT THERAPY®	LUZ LARANJA, LUZ VERMELHA	LUZ LARANJA, LUZ VERMELHA, LUZ VERDE

RESULTADOS

- ▶ Efetivo a partir do 1º minuto
- ▶ Pés de galinha: até -20,3% *
- ▶ Bolsas nos olhos: até -14,6% **

*Teste clínico - 30 indivíduos - após 1 uso por 1 minuto - média -6%

**Teste clínico - 30 indivíduos - após 1 uso por 1 minuto - média -8.9%

DICAS DE USO

TIME CONTROL+ é usado sozinho ou após a aplicação de um cuidado para a área dos olhos, diariamente, de manhã e à noite, no contorno dos olhos.

1. Ligue o aparelho pressionando o botão Iniciar, uma luz verde irá acender.
2. Selecione o programa desejado:
PROGRAMA 1 : «Desintoxicante»: o botão fica verde.
PROGRAMA 2 : «Regenerador»: pressione o botão Iniciar por 1 segundo para alterar o modo, o botão fica laranja.
3. O cuidado começa em contato com a pele. Certifique-se de que seus dedos tocam o eletrodo.
PROGRAMA 1 : os cuidados param automaticamente após 1 minuto.
PROGRAMA 2 : os cuidados param automaticamente após 45 segundos.
4. Término automático. Para desligar o aparelho, pressione o botão Iniciar por 2 segundos.